

2025 年 3 月 吉日

尊敬的客户

大塚电子(苏州)有限公司

售后服务部



关于 OPTM 机型光源使用的通知

感谢贵公司一直以来的支持，并祝愿贵公司业绩蒸蒸日上。

关于以下内容的通知，敬请查阅。

长久以来备受客户青睐的反射分光膜厚仪 OPTM 系列，近期出现客户随意使用第三方光源测试导致数据异常以及光源接口线缆烧毁！

在此正式声明我司生产贩卖的 OPTM 系列，光源为我司定制产品，如擅自使用第三方光源将导致测试异常，甚至会出现功率不匹配烧毁整机的风险。对于擅自使用第三方光源的客户我司将停止一切售后服务对应！

对于此次突然通知给您带来的不便，我们深表歉意，敬请谅解。

谨上

记

OPTM 的消耗品和型号如下：

- ϕ 20 铝镜基准板 ----- 型号：OP2R-AL
- 氙灯 25W Lamp（无法兰盘） ----- 型号：OP2LA-D25
- 氙灯 25W Lamp（带法兰盘） ----- 型号：OP2LA-D25F
- 卤素灯 20W Lamp（无法兰盘） ----- 型号：OP2LA-I20
- 卤素灯 20W Lamp（带法兰盘） ----- 型号：OP2LA-I20F
- 观察光切换部 ----- 型号：OP2M-1

推荐交换标准为切换动作 125 万次后。

如果按照 1 天 8 小时，每 10 秒切换一次，使用 365 天的情况，则一年约 105 万次。

※如果您想咨询产品信息，请联系我司的销售代表或通过以下 URL 与我司联系。

· 产品介绍 URL: [显微分光膜厚计 OPTM series | 大塚电子\(苏州\)有限公司](#)

· 产品咨询 URL: [制品相关咨询 | 大塚电子\(苏州\)有限公司](#)

※如需售后维护咨询，请联系我司的售后服务部门或通过以下 URL 与我司联系。

· 售后维护咨询 URL : [制品购入后咨询 | 大塚电子\(苏州\)有限公司](#)

以上